

# Behandelprotocol fotonetherapie

Voor de Hyper Photon, Integral Laser System, handlaser, laserdisc en laserpen

Zo voer je een behandeling uit:

- richt het licht achtereenvolgens op deze lichaamsgebieden:
  1. achterhoofd
  2. gezicht
  3. rug
  4. buik
  5. locaties gerelateerd aan gezondheidsklachten
- houd de ogen dicht bij behandeling gezicht
- ontdoe de huid van kleding op de locatie
- afstand lichtunit tot huid: 2-6 centimeter
- afstand handlaser, laserdisc en laserpen: 0-2 centimeter
- behandelduur per locatie: 9 minuten



## Optimaliseer de werking van de hersenen

Behandel eerst het achterhoofd en het gezicht met de Alpha frequentie instelling, elk gedurende 9 minuten. De infrarode laserstralen en het magneetveld dringen door de schedel heen, bereiken de cellen van alle delen van de hersenen en stimuleren daar de hersenfuncties. De hersenen coördineren via het zenuwstelsel en hormoonstelsel de werking van ons lichaam. Ze reguleren alle vitale lichaamsfuncties, nemen informatie op uit het lichaam en de omgeving, huisvesten de mentale en emotionele processen en besturen de beweging van het lichaam. Locatie: achterhoofd, occiput, Du Mai 16. Locatie: gezicht, derde oog chakra, yin tang.

## Optimaliseer de werking van het ruggenmerg

Na het hoofd behandel je de rug met de Poly frequentie instelling gedurende 9 minuten. Het licht en magneetveld bereiken de zenuwcellen van het ruggenmerg en stimuleren daar de ruggenmergfuncties. Het ruggenmerg ligt in het wervelkanaal en vormt met de hersenen het centrale zenuwstelsel. Het ruggenmerg is een schakelstation en vervoersweg van elektrische impulsen tussen de hersenen en het lichaam. Motorische informatie van de hersenen verlaat het ruggenmerg via de ruggenmergzenuwen en sensorische informatie van het lichaam komt er binnen. Locatie: rug, ruggenwervels, Du mai 4.



**Medifoton**

Gezond door licht

# Behandelprotocol fotonetherapie



## Optimaliseer de werking van de plexus solaris

Na de rug behandel je de bovenbuik met de Poly frequentie instelling gedurende 9 minuten. Het licht en magneetveld dringen in de zenuwcellen en stimuleren daar de functies van de plexus solaris. De plexus solaris is een netwerk van zenuwknopen en zenuwen dat gelegen is in de bovenbuik. Het wordt ook plexus coeliacus of zonnevlucht genoemd en ontstaat uit vertakkingen van de ruggenmergzenuwen. De plexus solaris is een belangrijk onderdeel van het autonome of vegetatieve zenuwstelsel. Dit deel van het zenuwstelsel stuurt de lichaamsfuncties aan die nodig zijn om te blijven leven, zoals de bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering en uitscheiding. Vanaf de plexus solaris lopen zenuwen als zonnestralen naar de organen in de buikholte. Zo coördineren deze 'buikhersenen' de werking van veel organen, zoals de longen, maag, milt, pancreas, lever, darmen, nieren en bijnielen. Locatie: zonnevlucht chakra, Ren Mai 12.



## Optimaliseer de werking van weefsels en organen

Na de behandeling van de regulatiecentra kun je, afhankelijk van de gezondheidsklachten, nog 2 à 3 andere lichaamsgebieden behandelen. Elk gebied met de Poly frequentie instelling en gedurende 9 minuten. Het licht en magneetveld dringen in de cellen en stimuleren daar de functies van weefsels en organen. Voorbeelden zijn: een gewricht bij gewrichtsklachten, de huid bij huidproblemen, de borst bij longklachten, de nek bij nekstijfheid, de buik bij maag-darmklachten, alle pijnlocaties bij pijn en de lever bij algehele malaise, vermoeidheid, hoofdpijn gewrichts- en spierpijnen, maag-darmproblemen, voedselintoleranties en vergiftiging.

### Richtlijnen privé gebruik Fotonetherapie behandeling

- wekelijks 1-2 behandelingen volgens protocol
- dagelijks 1-2 behandelingen van locaties klachten
- dagelijks gezicht en buik bij preventieve verzorging
- tijdstip: gehele dag en avond
- geen maximale behandelduur en -frequentie

### Richtlijnen professioneel gebruik Fotonetherapie behandeling

- behandeling volgens protocol, 4-6 locaties, 40-60 minuten
- eerste 4-6 weken 1 behandeling per week
- daarna afhankelijk van resultaat frequentie verminderen
- tijdstip: gehele dag en avond
- geen maximale behandelduur en -frequentie

Chronische aandoeningen: behandeling volgens protocol; een verbetering van de aansturing van alle lichaamsfuncties door de regulatiecentra is noodzakelijk voor het herstel.

Acute aandoeningen bij een goede gezondheid: behandeling van aangedane lichaamsdelen.